

●体圧分散マットレス

MNS91・83・91S・83S ナッソー

コードNo.21315-14・15・16・17



83 91

- 幅91(83)cm×長さ196(内部186)cm×厚さ13cm
- 幅91(83)cm×長さ186(内部176)cm×厚さ13cm(ショート)
- 3層式スライド構造でベッドの背上げ時に背中にかかる苦しさを低減し、楽な姿勢を確保します。

レンタル価格
¥5,000

利用者負担
¥500

●体位変換器

アスディス ASD

コードNo.21120-21




- 幅93cm×長さ148cm、自重18kg(※ポンプ込み重量)
- エアーによる優しい動きで、膝上げ・背上げを連動して行います。姿勢の崩れを対策し、楽な姿勢を確保します。
- 畳で生活したいが、布団からの起き上がりが困難な方に。

レンタル価格
¥5,000

利用者負担
¥500

クレイド

コードNo.21750-31・32・34



幅:91・83cm
自重:13.4kg(91)



自動体位変換機能／体位保持機能

設定した体位変換と体位保持を自動で行います。

- 体位変換動作4種類:左⇄上⇄右 / 上⇄右 / 左⇄上 / 左⇄右
 - 各体位保持時間4段階:15分 / 30分 / 1時間 / 2時間
 - 傾き角度3段階:8度 / 15度 / 20度
- 深夜の体位変換など、利用者の安眠確保と介護者の負担軽減を実現します。



レンタル価格
¥12,000

利用者負担
¥1,200

- マットレス:幅91(83)cm×長さ191cm×厚さ16(体位変換時最大33)cm
- 体との接触面積の広いバンブ(球面)形状の独立した3層構造により、優れた体圧分散性能と安定感を両立しています。
- 身体状況に応じて、圧切替型と静止型をワンタッチですばやく切り替えることができます。
- 寝床内のムレ環境を改善する、空気循環式の除湿機能付き。

セロリA・B

コードNo.21800-41・42

Aタイプ(まくら型)



Bタイプ(スネーク型)



体位変換例



体位保持例



- Aタイプ:68×32×10cm(2.4kg)
- Bタイプ:141×23×8cm(3.1kg)
- 持ち手を引っ張るだけの動作で、力を必要とせず簡単に体位変換ができ、体位変換した姿勢をそのまま保持することもできます。


※各タイプそれぞれの価格となります。

レンタル価格
¥1,000

利用者負担
¥100

ナーセントパットA

コードNo.21800-11



自重:約2kg

使用例



- 大ピース:幅40cm×奥行き40cm×高さ10cm(850g)
- 小ピース:幅20cm×奥行き40cm×高さ10cm(450g)
- 型くずれしない三角形のウレタンパッドです。
- パッドを体の下に差し込み、床ずれ場所から確実に体位変換できます。

※3点セットでの価格となります。

※市町村にお問い合わせください。

レンタル価格
¥3,000

利用者負担
¥300